



























































































# Stabilis



							
Flucloxacillin sodium	10 & 50 mg/ml			2-8°C		13 	4218
Flucloxacillin sodium	10 & 50 mg/ml			32°C		24 	4218
Flucloxacillin sodium	5 & 60 mg/ml			2-8°C		6 	4590
Flucloxacillin sodium	5 & 60 mg/ml			37°C		24 	4590
Flucloxacillin sodium	10 & 50 mg/ml			2-8°C		13 	4218
Flucloxacillin sodium	10 & 50 mg/ml			32°C		24 	4218
Penicillin G sodium	0.025 & 0.1 MUI/ml			2-8°C		6 	4590
Penicillin G sodium	0.025 & 0.1 MUI/ml			37°C		24 	4590
Piperacillin sodium / tazobactam	22 / 3 mg/ml			2-8°C		13 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	22 / 3 mg/ml			32°C		24 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	80 / 10 mg/ml			2-8°C		13 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	80 / 10 mg/ml			32°C		24 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	22 / 3 mg/ml			2-8°C		13 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	22 / 3 mg/ml			32°C		24 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	80 / 10 mg/ml			2-8°C		13 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	80 / 10 mg/ml			32°C		24 	4512



# Dictionnaire

 Listes récapitulatives	 Stabilité des solutions
 Solvant	 NaCl 0.9% tampon citrate 0.3% pH7
 Molécule	 Concentration
 Contenant	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Bibliographie	 Elastomère en polyisoprène
 Non précisée	 Jour
 Heure	 A l'abri de la lumière
 Elastomère en silicone	 Dictionnaire