






























# Stabilis



|  |  |      |  |  |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceftolozane / tazobactam                                                          | 0.02/0.01 mg/ml                                                                   |  PVC |  | 37°C                                                                               | ?                                                                                   | 12   | 4378                                                                                |
| Ceftolozane / tazobactam                                                          | 0.02/0.01 mg/ml                                                                   |  PVC |  | 4°C                                                                                | ?                                                                                   | 168  | 4378                                                                                |



# Dictionnaire

|                                                                                                          |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Listes récapitulatives |  Stabilité des solutions        |
|  Solvant                |  Dianéal® 2.5% glucose (Baxter) |
|  Molécule               |  Concentration                  |
|  Contenant              |  Température                    |
|  Conservation           |  Durée de stabilité             |
|  Bibliographie          |  Polyvinyl chlorure             |
|  Non précisée           |  Heure                          |
|  Dictionnaire           |                                                                                                                  |