

Stabilis

























								
Aciclovir sodium	0,83 mg/ml			19°C		14		4792
Aciclovir sodium	10 mg/ml			19°C		14		4792
Aciclovir sodium	10 mg/ml			32°C		24		4792
Amoxicillin sodium	25 mg/ml			25°C		12		4211
Amoxicillin sodium	25 mg/ml			4-8°C		24		4211
Ceftolozane / tazobactam	13.33/6.66 mg/ml			32°C		18		4645
Ceftolozane / tazobactam	13.33/6.66 mg/ml			8°C		8		4645
Ceftolozane / tazobactam	3.33/1.66 mg/ml			32°C		18		4645
Ceftolozane / tazobactam	3.33/1.66 mg/ml			8°C		8		4645
Colistin mesilate sodium	0,8 mg/ml			4°C		3		2783
Flucloxacillin sodium	10 & 50 mg/ml			2-8°C		13		4218
Flucloxacillin sodium	10 & 50 mg/ml			32°C		24		4218
Fluorouracil	25 mg/ml			25°C		21		1817
Fluorouracil	25 mg/ml			31°C		21		1817
Fluorouracil	25 mg/ml			4°C		14		1817
Fluorouracil	35 mg/ml			21-25°C		28		4568
Fluorouracil	35 mg/ml			30°C		3		4568
Fluorouracil	44 mg/ml			21-25°C		28		4568
Fluorouracil	44 mg/ml			30°C		3		4568
Fluorouracil	50 mg/ml			25°C		21		1817
Fluorouracil	50 mg/ml			31°C		21		1817
Omadacycline	1 mg/mL			2-8°C		9		4719
Piperacillin sodium / tazobactam	22 / 3 mg/ml			2-8°C		13		4512
Piperacillin sodium / tazobactam	22 / 3 mg/ml			32°C		24		4512
Piperacillin sodium / tazobactam	80 / 10 mg/ml			2-8°C		13		4512
Piperacillin sodium / tazobactam	80 / 10 mg/ml			32°C		24		4512
Urapidil	1,6 mg/ml			25°C		10		3881

Urapidil	3,3 mg/ml			25°C		10		3881
----------	-----------	--	--	------	--	----	--	------



Dictionnaire

 Listes récapitulatives	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Elastomère en silicone
 Molécule	 Concentration
 Solvant	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Bibliographie	 Chlorure de sodium 0,9%
 A l'abri de la lumière	 Jour
 Heure	 Chlorure de sodium 0,45%
 Non précisée	 NaCl 0.9% tampon citrate 0.3% pH7
 NaCl 0,9% ou glucose 5%	 Lumière
 Aucun	 Dictionnaire