

Stabilis



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cidofovir | 0,21 & 8,12 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 24  | 1 |
| Cidofovir | 0,21 & 8,12 mg/ml |  |  | 30°C |  | 24  | 1 |
| Cidofovir | 0,2 & 8,1 mg/ml |  |  | -20°C |  | 5  | 71 |
| Cidofovir | 0,2 & 8,1 mg/ml |  |  | 2-8°C |  | 5  | 71 |
| Insulin | 100 UI/ml |  |  | 3-5°C |  | 28  | 468 |



Dictionnaire

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Listes récapitulatives |  Stabilité des solutions |
|  Contenant |  Polypropylène et polyéthylène |
|  Molécule |  Concentration |
|  Solvant |  Température |
|  Conservation |  Durée de stabilité |
|  Bibliographie |  NaCl 0,9% ou glucose 5% |
|  A l'abri de la lumière |  Heure |
|  Lumière |  Chlorure de sodium 0,9% |
|  Jour |  Aucun |
|  Dictionnaire | |