






















































# Stabilis



								
Aztreonam	0,5 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	25°C		3		4456
Aztreonam	0,5 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	37°C		1		4456
Aztreonam	0,5 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	6°C		14		4456
Ceftolozane / tazobactam	0.055/0.027 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	37°C		12		4378
Ceftolozane / tazobactam	0.055/0.027 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	4°C		168		4378
Ciprofloxacin lactate	47,6 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	25°C		48		4460
Ciprofloxacin lactate	47,6 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	37°C		24		4460
Ciprofloxacin lactate	47,6 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	6°C		14		4460
Daptomycin	0.02 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	25°C		24		3439
Daptomycin	0.02 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	37°C		6		3439
Fosfomicin	1,98 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	37°C		24		4458
Fosfomicin	5.36 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	25°C		14		4458
Fosfomicin	5.36 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	6°C		14		4458
Linezolid	0,26 mg/ml	PVC	$\varphi$ <sup>®</sup> <sub>2.27%</sub>	37°C		24		4176



# Dictionnaire

 Listes récapitulatives	 Stabilité des solutions
 Solvant	 Physionéal® 2.27 (Baxter)
 Molécule	 Concentration
 Contenant	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Bibliographie	 Polyvinyl chlorure
 A l'abri de la lumière	 Jour
 Heure	 Non précisée
 Dictionnaire	