

# Stabilis

























							
Aciclovir sodium	0,83 mg/ml			19°C		14 	4792
Aciclovir sodium	10 mg/ml			19°C		14 	4792
Aciclovir sodium	10 mg/ml			32°C		24 	4792
Amoxicillin sodium	25 mg/ml			25°C		12 	4211
Amoxicillin sodium	25 mg/ml			4-8°C		24 	4211
Ceftolozane / tazobactam	13.33/6.66 mg/ml			32°C		18 	4645
Ceftolozane / tazobactam	13.33/6.66 mg/ml			8°C		8 	4645
Ceftolozane / tazobactam	3.33/1.66 mg/ml			32°C		18 	4645
Ceftolozane / tazobactam	3.33/1.66 mg/ml			8°C		8 	4645
Colistin mesilate sodium	0,8 mg/ml			4°C		3 	2783
Flucloxacillin sodium	10 & 50 mg/ml			2-8°C		13 	4218
Flucloxacillin sodium	10 & 50 mg/ml			32°C		24 	4218
Fluorouracil	25 mg/ml			25°C		21 	1817
Fluorouracil	25 mg/ml			31°C		21 	1817
Fluorouracil	25 mg/ml			4°C		14 	1817
Fluorouracil	35 mg/ml			21-25°C		28 	4568
Fluorouracil	35 mg/ml			30°C		3 	4568
Fluorouracil	44 mg/ml			21-25°C		28 	4568
Fluorouracil	44 mg/ml			30°C		3 	4568
Fluorouracil	50 mg/ml			25°C		21 	1817
Fluorouracil	50 mg/ml			31°C		21 	1817
Omadacycline	1 mg/mL			2-8°C		9 	4719
Piperacillin sodium / tazobactam	22 / 3 mg/ml			2-8°C		13 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	22 / 3 mg/ml			32°C		24 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	80 / 10 mg/ml			2-8°C		13 	4512
Piperacillin sodium / tazobactam	80 / 10 mg/ml			32°C		24 	4512
Urapidil	1,6 mg/ml			25°C		10 	3881

Urapidil	3,3 mg/ml			25°C		10		3881
----------	-----------	--	--	------	--	----	--	------



# Dictionnaire

 Listes récapitulatives	 Stabilité des solutions
 Contenant	 Elastomère en silicone
 Molécule	 Concentration
 Solvant	 Température
 Conservation	 Durée de stabilité
 Bibliographie	 Chlorure de sodium 0,9%
 A l'abri de la lumière	 Jour
 Heure	 Chlorure de sodium 0,45%
 Non précisée	 NaCl 0.9% tampon citrate 0.3% pH7
 NaCl 0,9% ou glucose 5%	 Lumière
 Aucun	 Dictionnaire